

Фантом для катетеризации центральных вен с имплантированным подкожным портом



Фантом внешнего и периферически установленного центрального катетера.

Отрабатываемые навыки:

- ✓ работа с разъемами-имплантами,
- ✓ катетеризация центральных вен,
- ✓ катетеризация центральных вен через периферические вены.

Характеристики:

- ✓ Фантом можно располагать в положении лежа на спине или в вертикальном положении.
- ✓ С правой стороны торса имеется уже введенный хирургическим путем центральный катетер, а в съемной руке имеется периферически введенный центральный катетер.
- ✓ Яремная наружная вена слегка приподнята и имеет отверстие для установки катетера.
- ✓ Есть также отверстие для постановки подключичного катетера.
- ✓ В левой части торса под накладкой кожи установлен имплантированный порт, а также находятся твердые структуры, имитирующие ребра.
- ✓ Подкожная латеральная вена руки и подкожная медиальная вена руки слегка приподняты для того, чтобы их было легче обнаружить, катетер выходит из подкожной медиальной вены руки.
- ✓ Все катетеры присоединены к резервуару с имитатором крови, благодаря чему можно выполнить забор крови, гепаринизацию и ввод жидкостей. Обратный ток крови наглядно демонстрирует правильность ввода иглы.

- ✓ Область вокруг катетера может использоваться для практики техник по уходу заместом пункции.