

Фантом региональной анестезии поясничной области под контролем УЗИ



Целевой зоной при введении анестетика является плоскость между внутренней косой мышцей и поперечными мышцами живота. Введенный в эту зону раствор, имитирующий анестетик, выводится автоматически, после чего фантом снова готов к использованию.

Отрабатываемые навыки:

- ✓ местная анестезия поясничной области.

Характеристики фантома:

- ✓ искусственный кожный покров и подкожные ткани;
- ✓ наружная косая мышца живота;
- ✓ поперечная мышца живота;
- ✓ брюшина.