

Модель интубации с кожей, носовыми ходами и надутым языком,
выбиваемыми зубами



Фантом с набором настроек позволяет отработать навык восстановления проходимости дыхательных путей у пациентов с различными осложнениями.

Анатомически точные дыхательные пути, верхние зубы с эффектом выбивания и 24 варианта настроек степени сложности позволяют отработать навыки в условиях, максимально приближенных к реальности. Специальные индикаторы сигнализируют об успешности вентиляции или интубации пищевода.

Варианты настроек степени сложности:

- ✓ подвижность шеи (2 варианта),
- ✓ степень раскрытия ротовой полости (3 степени),
- ✓ размер языка (в норме и с отеком),
- ✓ положение голосовых связок (2 варианта),
- ✓ выдвижение нижней челюсти,
- ✓ поворот головы.

На фантоме можно выполнять интубацию при помощи:

- ✓ ларингоскопа,
- ✓ ларингеальной маски,
- ✓ интраназально,
- ✓ с использованием орофарингеального или назофарингеального воздуховода,
- ✓ дыхательного мешка,
- ✓ использовать видеоларингоскоп и трахеальный фиброскоп для интубации.