

## Манекен-торс для постановки электродов ЭКГ



Фантом в виде торса взрослого пациента имеет необходимые анатомические ориентиры, позволяющие корректно размещать электроды для снятия ЭКГ по 15 отведениям:

- ✓ межреберные промежутки,
- ✓ среднеключичная линия,
- ✓ лопатки,
- ✓ передняя подмышечная линия,
- ✓ средняя подмышечная линия.

Размещение электродов возможно как справа, так и слева. Имеются точки для отведения ЭКГ от конечностей и отведения V1-V9.