

Имитатор стояния головки ребенка во время родов



Модель предназначена для демонстрации и практического обучения пальпации родового канала. Показано взаимоотношение между головкой плода и седалищными буграми матери при родах.

Реализм этого симулятора поможет студентам легко преодолеть пропасть между учебной аудиторией и постелью больного. Симулятор показывает, что большое значение в акушерстве имеют седалищные бугры. Линия, проведенная между седалищными буграми, типично представляет наименьший диаметр полости таза.

Во время влагалищного исследования без труда пальпируются седалищные бугры, являющиеся важными анатомическими ориентирами при определении уровня стояния предлежащей части плода при входе в малый таз.

На симуляторе головка плода может стоять в одной из трех фиксированных позиций:

- ✓ Позиция "-2" показывает положение головки плода, когда она лежит выше седалищных бугров.
- ✓ Позиция "ноль" показывает головку плода между седалищными буграми.
- ✓ Позиция "+3" показывает головку плода ниже седалищных.