


## Симулятор виртуальный по СЛР.

### Виртуальный монитор пациента



Симуляционное программное обеспечение, установленное на двух беспроводных планшетных компьютерах, позволяет проводить разнообразные тренинги быстро и просто в любом месте и в любое время.

Инструктор выбирает на своем (управляющем) планшетном компьютере параметры физиологии виртуального пациента, которые выводятся на планшет курсанта (виртуальный прикроватный монитор), таким образом возможно воспроизвести любую клиническую ситуацию.

#### **Особенности оборудования:**

- ✓ Более 30 видов кривых электрокардиограммы (в I, II, III, aVL, aVR, aVF отведениях).
- ✓ Простой в использовании конструктор состояний физиологии пациента.
- ✓ Возможность виртуальной дефибрилляции.
- ✓ Работа с любым манекеном или стандартизированным пациентом.

#### **Отображаемые показатели:**

- ✓ ЭКГ.
- ✓ SpO<sub>2</sub>.
- ✓ ETCO<sub>2</sub>.
- ✓ ДАД.
- ✓ ЧД.
- ✓ ЧСС.
- ✓ САД.
- ✓ Температура.