

Тренажер для постановки желудочного зонда



Тренажер для постановки желудочного зонда со съёмной кожей и отдельной анатомической моделью.

Отрабатываемые навыки:

- ✓ введение зонда для кормления (назо- и орогастрального);
- ✓ подтверждение правильности расположения зонда путем аспирации и аускультации;
- ✓ уход за гастростомой;
- ✓ введение жидкой пищи.

Характеристики:

- ✓ тренажер предназначен для обучения лиц, которые ухаживают за больным, и медицинских работников;
- ✓ модель имеет 3 пути введения энтерального питания и позволяет использовать во время обучения реальную жидкую пищу;
- ✓ чтобы облегчить понимание анатомических взаимоотношений и путей введения зонда, к тренажеру прилагается демонстрационная панель;
- ✓ проведение зонда можно отследить визуально;
- ✓ съёмная кожная накладка для грудной клетки для проведения процедуры вслепую;
- ✓ шея модели гибкая, что позволяет придавать голове нужное положение;
- ✓ при вдувании воздуха через зонд в желудок с помощью стетоскопа можно услышать характерный шум;
- ✓ в желудок помещается до 300 мл жидкости;
- ✓ тренажер компактен, его легко переносить;
- ✓ поддерживающее основание позволяет воссоздать возвышенное положение головного конца модели под углом 30-45 градусов.