

## Фантом для обработки сосудистого доступа и региональной блокады под контролем УЗИ



Тренажер выполнен в виде мягкотканного блока со встроенной анатомически точной имитацией сосудов и нервных пучков, обладающих схожей с аналогичными тканями человека эхогенностью.

### **Отрабатываемые навыки:**

- ✓ регионарная анестезия под УЗ-контролем;
- ✓ сосудистый доступ под УЗ-контролем;
- ✓ венозная канюляция;
- ✓ введение имитированных растворов анестетиков;
- ✓ обучение перкутаным процедурам в рамках курса ультразвуковой диагностики;
- ✓ демонстрация реальных аппаратов УЗД.