

Тренажер для постановки желудочного зонда с возможностью контроля



Манекен дает возможность наглядно продемонстрировать постановку зонда в корректной и безопасной манере, соблюдая правильную очередность действий.

Отрабатываемые навыки:

- ✓ выполнение измерений, постановка и проверка правильности постановки назогастрального зонда;
- ✓ введение гастростомической трубки;
- ✓ аспирация содержимого желудка с целью проверки правильности постановки зонда;
- ✓ измерение уровня рН (кисотно-щелочной баланс) желудочного аспирата;
- ✓ осуществление энтерального питания через назогастральный зонд или гастростому;
- ✓ введение лекарственных препаратов в жидком виде.