

Фантом-симулятор люмбальной пункции



Фантом для отработки люмбальной и эпидуральной пункции.

Характеристики:

- ✓ совместим с УЗ-сканером;
- ✓ включает следующие анатомические ориентиры:
 - поясничные позвонки,
 - подвздошный гребень,
 - остистый отросток,
 - жёлтую связку,
 - эпидуральное пространство
 - твёрдую мозговую оболочку;
- ✓ при выполнении люмбальной пункции выполняется проход в субарахноидальное пространство, при извлечении проводника появляется цереброспинальная жидкость;
- ✓ при эпидуральной пункции выполняется проход в эпидуральное пространство и вводится эпидуральный катетер;
- ✓ фантом можно расположить вертикально или уложить на бок.